



Espaldera

CODIGO DE PRODUCTO: E026

FINALIDAD

Posturar y corregir las desalineaciones del raquis dorsal. Ayuda a mejorar la postura de hombros y la cintura escapular.

USOS GENERALES

Cifosis, antepulsión excesiva de hombros. Sostén y corrector postural. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados.

INDICACIONES

Patologías que presenten cifosis dorsal (jorobas, dorsos curvos), antepulsión excesiva de hombros, u otras que generan malestar cervico dorsal e impiden una adecuada expansión torácica. Sostén y corrector postural. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Cifosis dorsales irreductibles o no corregibles o que requieran tratamiento quirúrgico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Malestares de la región axilar por rozamiento debido a uso excesivo o inadecuado. Alergia a alguno de los componentes del producto.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - goma 35%.
Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tórax.

UNISEX

TALLE	TORÁX	PESO
0	50/60 cm	hasta 50 KG
1	60/75 cm	hasta 70 KG
2	70/85 cm	hasta 80 KG
3	80/100 cm	hasta 95 KG
4	90/100 cm	hasta 100 KG
5	100/130 cm	hasta 110 KG

INSTRUCCIONES DE USO



1. Abrir la prenda completamente.
2. Pasar los brazos por los orificios.
3. Tomar los extremos y llevarlos hacia atrás cruzándose en cruz por la espalda.



4. Llevar las sujeciones hacia el frente para prender el abrojo en el tórax.
5. Bajar lentamente la prenda hasta el abdomen para lograr una mejor tracción muscular y postural.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos

D.E.M.A.
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

+ 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat
Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

