



Muñequera de contención

CÓDIGO DE PRODUCTO: MC

FINALIDAD

Limitar la movilidad de miembro superior.

USOS GENERALES

Muñequera de contención para sujetar al paciente en necesidades y condiciones específicas que así lo requieran, según criterio o supervisión médica.

INDICACIONES

Patologías que requieran contención mecánica de miembros superiores. Pacientes con trastornos cognitivos o postrados con riesgos de caídas. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con lesiones en la muñeca. Alergia a alguno de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros.

Incluye una tira de agarre.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



TALLE ÚNICO

Para conocer tu talle, medí la circunferencia de tu muñeca.


UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	MUÑECA	LARGO DE CINTA
Único	18/27 cm	85 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar la prenda en la muñeca, ajustar el lazo de abrojo y sujetar la correa a un lugar fijo.




D.E.M.A. Respalda tus movimientos

 **D.E.M.A.**
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

 **anmat**
Administración Nacional de Medicamentos,
Aparatos y Tecnología Médica

