



# Trusa de contención femenina de algodón

CÓDIGO DE PRODUCTO: TRC-F ALGODÓN / TFI / TF2



## FINALIDAD

Contener las estructuras anatómicas que forman parte de la pared abdominal y la región pelviana.

## USOS GENERALES

Post quirúrgicos, puerperio, prolapsos, disfunciones del piso pelviano. Ideal para personas con abdomen pronunciado, post operatorio, parto natural, cesárea, flacidez, artrosis, contusiones.

## INDICACIONES

Patologías en las que se presente debilidad de los tejidos de la pared abdominal y región pelviana. Post quirúrgicos. Puerperio. Propensión a padecer prolapsos. Disfunciones del piso pélvico. Si desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

## PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talle inadecuado.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Trc-f Algodón 66% - Goma 34%.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura baja.

UNISEX

### TALLE

### CINTURA

4	68 cm hasta 88 cm
5	72 cm hasta 98 cm
6	78 cm hasta 104 cm
7	84 cm hasta 112cm
8	92 cm hasta 124 cm
9	102 cm hasta 134 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar como una prenda interior de uso cotidiano.




**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**

 **D.E.M.A.**  
Cada movimiento cuenta



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

 + 54 9 11 2611 1618



@dema.argentina



home.dema-argentina.com.ar

anmat

